

## Bepaal de correcte maat

Voor het bepalen van uw maat (Small, Medium, Large of Extra Large), heeft u enkel een meetlint nodig. De maat die u aan dient te schaffen, is volledig afhankelijk van de omtrek van uw bovenarm. In de onderstaande tekst wordt kort toegelicht hoe u zelf de juiste maat kunt bepalen.

## Hoe meet u de omtrek van de bovenarm?

- Meet de bovenarm op het breedste punt, zoals op de illustratie staat aangegeven.
- Om de juiste maat te bepalen, kunt u het beste direct over de huid meten
- Het is belangrijk om het meetlint niet te strak aan te trekken

*\*Tip: Laat iemand anders de omtrek van uw bovenarm opmeten.*



Illustratie meetvlak

## Maattabel

Product	Bovenarm omvang
Perfect Fit Small	< - 32 centimeter
Perfect Fit Medium	32 - 38 centimeter
Perfect Fit Large	39 - 44 centimeter
Perfect Fit Extra Large	44 - 48 centimeter

Mocht u na bovenstaande beschrijving nog niet zeker zijn welke maat u moet bestellen of heeft u verder nog vragen, dan helpen wij u graag verder. U kunt contact opnemen via de mail [info@hiddinghealthcare.nl](mailto:info@hiddinghealthcare.nl) of via het formulier op [www.hiddinghealthcare.nl](http://www.hiddinghealthcare.nl). Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk te woord staan.

## Introductie

De Perfect|Fit is een aantrek hulpmiddel voor allerlei soorten steunkousen voor de arm. Dit hulpmiddel biedt ondersteuning tijdens het aantrekken van therapeutisch elastische kousen. De kous wordt met behulp van de Perfect|Fit gelijkmatig over de arm verdeeld, zonder (intensief) te wrijven en/of trekken aan de kous. Het hulpmiddel is eenvoudig in gebruik, zorgt voor een beter comfort van de steunkous en vergroot uw zelfstandigheid.

## Productvoordelen/eigenschappen

- Laagdrempelig en eenvoudig in gebruik
- Verlaging fysieke lasten
- Zelfstandig en onafhankelijk (zelfredzaamheid)
- Optimale drukverdeling van steunkous om de arm
- Stevig en duurzaam materiaal
- Toename therapietrouw
- Kousen behouden therapeutische compressie
- Alle drukclassificaties
- Zowel staand als zittend te gebruiken

## Wasvoorschriften

- De Perfect|Fit kan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Eventueel kan (antibacteriële) zeep gebruikt worden
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of bleekmiddelen
- Stel het hulpmiddel niet bloot aan warmtebronnen als zonlicht, kachels of centrale verwarming

## Belangrijk

- Ga niet met blote voeten op de Perfect|Fit staan
- Ga niet op de Perfect|Fit hangen, leunen of zitten
- Gebruik de juiste maat van de Perfect|Fit. Bij gebruik van de verkeerde maat wordt de Therapeutisch elastische kous teveel opgerekt, waardoor sneller slijtage optreed. Ook werkt de Perfect|Fit niet naar behoren als een andere maat gebruikt wordt dan aanbevolen.
- Gebruik de Perfect|Fit alleen voor het aantrekken van armkousen en niet voor beenkousen.
- Gebruik de Perfect|Fit niet voor andere doeleinden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- Dit product wordt gedurende 5 jaar na de datum van aankoop gegarandeerd tegen gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten. Binnen de garantieperiode zal het product bij eventuele fabricage- en/of materiaalfouten kosteloos worden omgeruild. Omruiling wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien, d.m.v. een aankoop bon, wordt aangetoond dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt. De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van onjuist gebruik of als niet is voldaan aan de algemene voorwaarden, te vinden op [www.hiddinghealthcare.nl](http://www.hiddinghealthcare.nl)



Hidding Healthcare b.v.  
Bijsterhuizen 2417  
6604LK Wijchen

